

Manivelle invalide FalisoMED "LM"



Référence d'article: 03330230

Référence originale: 102 LM02 A

EAN: 999999991

EVP: **278,45 €**

Données techniques

Couleur principale	argent
Matériau 1	aluminium
Poids	0,233 kg

description

Adaptation individuelle du rayon de manivelle

Les manivelles 101/LM 02 (à gauche) et 102/LM 02 (à droite) de FALISOMED permettent d'adapter individuellement le rayon de mouvement des cyclistes à mobilité réduite ou avec une jambe plus courte.

Le bloc de fixation, qui se place sur le bras de manivelle habituel, peut être positionné individuellement. Il existe des blocs de fixation de différents diamètres intérieurs pour les bras de pédale de différents diamètres. Les blocs de maintien peuvent être positionnés individuellement sur la manivelle. Pour les pédales, la manivelle offre trois positions différentes.

Le fabricant attire l'attention sur le fait que le montage doit être effectué avec soin et précision, conformément aux instructions.

