

Manivelle invalide FalisoMED "Reha"



Référence d'article: 03330305

Référence originale: 101 REHA

EAN: 999999991

EVP: **424,90 €**

Données techniques

Couleur principale	argent
Matériau 1	aluminium
Poids	0,359 kg

description

Manivelle auxiliaire avec bras pendulaire

La manivelle de rééducation Reha de FALISOMED permet par exemple aux patients ayant subi une intervention chirurgicale d'améliorer leur mobilité réduite du genou en s'entraînant sur un home-trainer ou un vélo. Le rayon de mouvement de la manivelle est largement réglable en continu. La glissière existe pour le côté droit (102 Reha) et pour le côté gauche (101 Reha) de la manivelle.

Ainsi, le bras de manivelle convient également à une utilisation dans les cabinets de physiothérapie ou les cliniques de rééducation.

La glissière en métal léger très résistant est reliée à la manivelle par deux vis de raccordement et une goupille de serrage en acier inoxydable. Sur le rail, on place à son tour un bloc coulissant avec une manivelle pendulaire sur roulement à billes. Dans sa composition, la position des pédales peut être réglée pratiquement en continu et adaptée à la progression de l'entraînement.

Le fabricant attire l'attention sur le montage minutieux et précis selon les instructions.