

## FalisoMED Invalide-crank "LM"



**Artikelnummer:** 03330214

**Origineel nummer:** 101 LM02 A

**EAN:** 999999991

**EVP:** **278,45 €**

### Technische gegevens

|             |           |
|-------------|-----------|
| Hoofdkleur  | zilver    |
| Materiaal 1 | aluminium |
| Gewicht     | 0,232 kg  |

### Omschrijving

#### Crankradius aanpassen

De crankverlengstukken Crank 101/LM 02 (links) en Crank 102/LM 02 (rechts) van FALISOMED kunnen worden gebruikt om het bewegingsbereik van fietsers met beperkte mobiliteit of kortere benen aan te passen. Het steunblok, dat op de standaard crankarm is gemonteerd, kan individueel worden gepositioneerd. Voor pedaalarmen met verschillende diameters zijn er steunblokken met verschillende binnendiameters. De vasthoudblokken kunnen individueel op de crank worden geplaatst. De crank biedt drie verschillende posities voor de pedalen. De fabrikant benadrukt de noodzaak van zorgvuldige en nauwkeurige montage volgens de instructies.

