

FalisoMED Invalide-crank "LM"



Artikelnummer:	03330297
Origineel nummer:	102LM02D
EAN:	999999991
EVP:	325,95 €

Technische gegevens

Hoofdkleur	zilver
Materiaal 1	aluminium
Gewicht	0,270 kg

Omschrijving

Crankradius aanpassen

De crankverlengstukken Crank 101/LM 02 (links) en Crank 102/LM 02 (rechts) van FALISOMED kunnen worden gebruikt om het bewegingsbereik van fietsers met beperkte mobiliteit of kortere benen aan te passen. Het steunblok, dat op de standaard crankarm is gemonteerd, kan individueel worden gepositioneerd. Voor pedaalarmen met verschillende diameters zijn er steunblokken met verschillende binnendiameters. De vasthoudblokken kunnen individueel op de crank worden geplaatst. De crank biedt drie verschillende posities voor de pedalen. De fabrikant benadrukt de noodzaak van zorgvuldige en nauwkeurige montage volgens de instructies.

