

## Manivelle invalide FalisoMED "Reha-P"



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Référence d'article: | 03330339        |
| Référence originale: | 102REHA P       |
| EAN:                 | 999999991       |
| EVP:                 | <b>357,80 €</b> |

### Données techniques

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur principale | argent    |
| Matériau 1         | aluminium |
| Poids              | 0,360 kg  |

### description

#### Manivelle de rééducation

Avec les manivelles de rééducation 101 REHA-P (pour le côté gauche) et 102 REHA P (pour le côté droit) de FALISOMED, les cliniques de rééducation ou les cabinets de kinésithérapie peuvent réagir à la mobilité réduite de la hanche ou du genou de leurs patients, par exemple après une opération, et entraîner à nouveau leur mobilité.

La manivelle Reha P se compose d'une glissière prismatique qui est reliée sans mouvement à la manivelle du vélo par deux vis de raccordement et une goupille de serrage. Le bloc coulissant placé sur le rail accueille les pédales et peut être réglé sur huit niveaux. Il est ainsi possible d'adapter en conséquence le rayon de manivelle correspondant.

Le fabricant attire l'attention sur le fait que le montage doit être effectué avec soin et précision, conformément aux instructions.